

BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING

för portabelt och väggfast skötbord

- Maxbelastning:** Högst 120 kg last tillåts med belastningen huvudsakligen verkande i området mellan benens infästningsställen mot överliggarna.
- Före användandet:** Tag för vana att inspektera duk, skruvar och leder för att säkerställa att allt är intakt. Upptäcks revor, sprickor eller bristfälliga sömmar i duken skall den bytas.
- Uppställning...** ... av portabelt bord samt RISK för tippning:
Bordet ställs på ett plant och fast underlag. Alla benen skall ha kontakt med underlaget då det utfällda bordet är obelastat eller lätt belastat. Lås benen inbördes genom att lägga fast den ledade spännlinjalens spår mot haken. Beakta risken för tippning då individen förflyttas upp eller ner.
- Dukvård:
(liggunderlag)** Förhindra att vassa eller spetsiga föremål trycks mot duken. Duken kan efter en längre tids användning samla sig mot bordets mitt. Släta då ut duken genom att sträcka den längs överliggarna.
- Tvätt:** Vid rengöring av monterad duk kan vanliga tvål- och tvättmedel för tygtvätt liksom desinfektionsmedel användas. Den vattengenomsläppliga duken får tvättas i maskin vid 40°C. Torktumla ej. Blek ej. Låt torka plant. Stryk med svalt järn. Kemtvätt ej tillåten. Lösningemedel (lacknafta, thinner) får aldrig användas.
- Dukbyte:** Bordet fälls ihop och två plastgavlar avlägsnas. Drag ut duken likformigt från spåren i de båda överliggarna. Stick in den återanvändbara låstråden i den nya dukens fällar. Mata därefter in duken i sin fulla längd i överliggarnas spår. Fäll ut bordet och släta ut duken. Sätt åter fast gavlarna.
- Placering av individen:** Personen placeras så symmetriskt som möjligt i området mellan benens infästning i överliggarna. En kort person läggs så att lika mycket fri dukyta finns ovanför huvudet som nedanför fötterna.

Lycka till med användningen!



Väggfast bord i offentlig miljö försett med en tät galonduk.

(Mellan golv och ben har här lämnats ett mellanrum för att underlätta golvstädning.)



Portabelt bord i hemmiljö försett med vattengenomsläpplig duk.

Båda borden finns i längderna 120, 140 och 160 cm. De är alla CE-märkta.

Liggunderlag/dukar finns i två varianter:

- Vattengenomsläpplig vit duk, något elastisk och mjuk.
- Galonduk, i blått utförande.

Förvaringsfickor, tvättpåsar och stänkskydd att sätta fast på bordens överliggare finns som tillbehör.

Vid önskemål om ett anpassat utförande (för t.ex. ett badkar eller ett mindre utrymme) kan vi säkert tillsammans finna en lämplig lösning.