

MONTERINGSANVISNING

för uppsättning av väggfast skötbord

Utrymmesbehov: Disponibel vägglängd skall minst motsvara skötbordets längd plus utrymme för medhjälpare vid bordets gavel/gavlar. Vid utfällt skötbord (65 cm) rekommenderas golvytan vara så tilltagen att vårdar/en/na fritt kan röra sig framför bordet. Beakta även plats för rullstol eller annat hjälpmedel i bordets närhet.

Val av monteringsätt: Beroende på väggens konstruktion används monteringsätt enligt tabellen.

Väggkonstruktion	Bakomliggande regler som passar för montage	Bakomliggande regler finns men passar ej för benens delning (vanligaste fallet)
Trä	Träskruv i regler	Träskruv i vägg
Träfiber-/spånskiva	Träskruv i regler	Träskruv i två horisontella avbärare som skruvats i minst två bakomliggande regler
Gipsskiva enkel, 13 mm	Träskruv i regler	
Gipsskiva dubbel, 2x13 mm	Träskruv i regler	Utkragande gipsskruv får användas
Betong/betonghålstén	Expanderbult	
Lättbetong/gasbetong	Expanderbult. Genomgående skruv i tunn vägg.	

Oberoende av väggtyp skall de övre infästningsskruvarna tåla en horisontell dragbelastning om minst 1500 N (150 kp).

Montering:

Finns rör eller slangar där bordet avses att monteras måste distanser användas för att ge erforderlig frigång.

Fixera benen några centimeter över golvet för hinderfri golvrengöring. Skruva fast profilerna enligt tabell ovan. Kontrollera att infästningsskruvarna sitter säkert.

Fäll bordet ut och in några gånger för att bli förvissad om att inga hinder finns eller att benen skrapar mot väggskenor.

Utfällning:

Drag bordets yttre långsida rakt ut från väggen så långt att duken blir något spänd. Var uppmärksam så att låshakarna faller i läge så att båda benen låses i utfällt läge.

Infällning efter avslutad användning:

Lyft upp handtaget mitt under bordets yttre långsida så att låshakarna släpper och för sakta in långsidan mot väggen. Släpp handtaget när duken slackar. Fortsätt infällningen mot väggen till dess att bordet självt stannar i sitt infällda läge.

