


Tvårs badkaret läggs ett underrede bestående av två sammanhållna balkar (antydna i grått nedan), som med hjälp av stoppklackar mot karets väggar förhindras att röra sig i sina längd-riktningar. På underredet ställs bordet.

**Observera att skissen endast är schematisk och inte anpassad till "verkliga" badkarsmått.**


Om badkarets vattenutrymme har asymmetrisk form eller är starkt avvikande från rektangulär form så försök att för hand rita markeringar direkt i skissen ovan och ange breddmått på karet och på badkarskanten 150 mm resp 300 mm in från resp kortsida. (Stoppklackarna når ca 50 mm ner och är något justerbara.)



1. Badkarets bredd/kortsida (Har de två kortsidorna olika mått anges de A för vänster resp. B för höger..... = ..... mm
- 2a. Badkarskantens bredd (närmaste vägg))..... = ..... mm
- 2b. Badkarskantens bredd (framsida)..... = ..... mm
3. Badkarets totallängd..... = ..... mm
4. Blandare..... (se mått 8 och vidare fig.2)
5. Badkarskantens bredd (kortsida)..... = ..... mm
6. Är badkaret fast/fastgmurat? ..... = ..... (ja/nej)  
 Finns hylla/avsats mellan vägg och badkar? ..... = ..... (ja/nej)
- 6a. Vid ja ovan, ange djupet på detta hyllutrymme..... = ..... mm
- 7a. Fritt avstånd mellan bakre rumsvägg och badkar..... = ..... mm
- 7b. Fritt avstånd mellan sidovägg och badkar..... = ..... mm
8. Blandarens största mått ut från vägg..... = ..... mm

Badkarets höjd och blandarens storlek och placering/Arbets höjd.

Blandaren kan inledningsvis betraktas som innesluten i en låda. Ser vi kollisionsrisk med skötbordet, kommer vi att efterfråga kompletterande måttuppgifter.



9. Badkarets höjd från golv ..... = ..... mm
10. Blandarens avstånd från badkarets kortsida..... = ..... mm
- 10a. Blandaren sitter vid karets kortsida. Se not. Sida ..... = ..... mm
11. Avståndet mellan karets översta och blandarens nedersta del ..... = ..... mm
12. Avståndet mellan blandarens nedersta och översta del ..... = ..... mm
13. Blandarens bredd (längs karet) ..... = ..... mm
14. Arbets höjd – Normal arbets höjd är 900 mm.  
 Annan arbets höjd önskas (dock ej lägre än 360 mm ovan badkarskant) = ..... mm

### Not

Om blandaren sitter vid karets kortsida anges detta vid 10a. Måttet skall då ange avståndet till blandaren från karets yttre långsida. Ange även dess placering = vänster eller höger sida.

Vi har dessutom god nytta av foton, från några olika perspektiv i badrummet som sänds till oss i digitalt format.